



Gebäudemanagement

Toilettensitzreiniger

Schätzlein OHG

Technischer Großhandel

Lichtlein 3

97475 Zeil a. Main

fon 09524 - 1248

fax 09524 - 7684

eMail info@schaezlein.net

www.schaezlein.net



Sicher in der Wirkung, einfach
in der Anwendung

"take a seat"





Dreifach verschweißte Schutzfolie für längere Haltbarkeit der Flüssigkeit.
Dank 400ml Beutel geringerer Wechselzyklus.



Leichter Beutelwechsel Dank Clean Clic® Verschluss.



Robuster Spender aus Polypropylen.

■ Das System

Dem Toilettenbesucher wird die Möglichkeit geboten, auf einfache und kostengünstige Weise, einen sauberen WC-Sitz zu benutzen. Eine eigens zu diesem Zweck entwickelte "Take a Seat" Desinfektionslösung (DGHM-gelistet) wird auf das Toilettenpapier gesprüht. Mit dem befeuchteten Papier lässt sich der WC-Sitz leicht reinigen. Die "Take a Seat" Flüssigkeit trocknet schnell und rückstandslos auf.

■ Die Technik

Ein geschlossenes Pumpensystem aus hochwertigem Kunststoff gewährleistet eine gleichbleibende Dosierung der "Take a Seat" Flüssigkeit. Der Clean Clic® Verschluss öffnet sich, wenn er auf die Pumpe gesteckt wird und schließt sich, wenn der Beutel entnommen wird. Durch das feine Zerstäuben der Desinfektionsflüssigkeit, wird ein Maximum an Effizienz bei geringem Verbrauch gewährleistet.

■ Warum?

In jeder öffentlichen Toilette besteht die Gefahr von sichtbarer und unsichtbarer Kontamination. Sogar wenn die Toiletten regelmässig und gründlichst gereinigt werden, weiss man nie, was der letzte Besucher hinterlassen hat.

■ Die Vorteile

- Der Toilettensitzreiniger ist einfach in der Bedienung und garantiert eine saubere Toilette.
- Eine sehr einfache Lösung im Vergleich zu anderen störanfälligen und teuren Systemen.
- Sehr sparsam, bis zu 2.000 Anwendungen pro Nachfüllung möglich.

■ "Take a Seat" Flüssigkeit

- Kunststoffbeutel mit Clean Clic® Verschluss.
- Enthält einen hohen Anteil Alkohol.
- Der Geruch ist angenehm.
- Trocknet sehr schnell.
- 99% biologisch abbaubar.
- DGHM-gelistet.

Nachfüllung (400 ml): 12 Stück pro Karton.
Abmessungen Spender: 21 x 13 x 9,5 cm.